

MARSDEN

M-200

Marsden hochbelastbare Stuhlwaage

Premium, Eichklasse III Stuhlwaage

Extra breite, große Sitzfläche

Integrierter wiederaufladbarer Akku

Geeignet für allerlei Patienten

www.marsdenwaagen.de



Marsden M-200:

Eine hochbelastbare Stuhlwaage für Adipositaspatienten mit premium Features und hoher Qualität.

Die Marsden M-200 ist eine hochbelastbare Stuhlwaage mit einer extra breiten und großen Sitzfläche, ideal für Adipositaspatienten.

Premium Features

Die M-200 ist eine Stuhlwaage für adipöse Patienten mit einer hohen Präzision, womit sie von allerlei Patienten genutzt werden kann.

Die Stuhlwaage hat einklappbare Fuß- und Armstützen, wodurch sie den Transfer erleichtern und den Komfort des Patienten verbessern.

Die M-200 hat zwei Bremsen an den Hinterrädern und zwei feste Vorderräder. Ein optionaler Griff unterstützt das Manövrieren des Patienten. Darüber hinaus ist ein Gurt verfügbar.

Weiterhin hat die M-200 eine optionale Bluetooth Funktion um sich mit verschiedenen Systemen und Geräten zu verbinden.





Schnell und einfach zu benutzen

Mit einem Akku als Standardausstattung, kann die M-200 absolut überall genutzt werden. Ein Netzgerät zum Aufladen ist im Lieferumfang natürlich enthalten.

Die M-200 besitzt ein einfach zu bedienendes Display - Gewicht kann einfach abgelesen werden, aber auch der BMI kann in Sekunden berechnet werden.

Die Gewichtsanzeige ist bis auf 50 g/ 100g genau.



Gebaut um zu überdauern

Die M-200 ist eine Premium Stuhlwaage, welche gebaut wurde um Jahre täglichen Gebrauchs unbeschadet zu überstehen. Sie kommt mit einer zweijährigen Garantie zu Ihnen.



Produktspezifikationen:

Kapazität: 250 Kg oder 300 Kg
Teilung: 50 g < 150 Kg > 100 g
Nettogewicht: 27 Kg
Stromversorgung: Netz- und Akkugerät
Maße: 530 x 460 mm
Optionale Extras: Bluetooth, Arm- und Fußstützen





Accuracy Assured

Tel: +44 1709 364296

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk

www.marsdenwaagen.de

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWeighing

 www.youtube.com/MarsdenWeighing

 <http://pinterest.com/marsdenweighing>