

# MARSDEN

M-650

M-651

M-652

M-653

Marsden professionelle Rollstuhlwaage

Eichklasse III Wägeplattform für Rollstühle

Flache, integrierte Rampen; TARA Funktion entfernt Gewicht des Rollstuhls

Basisplattform mit passenden Geländer/n oder mit einem Säulendisplay

Kapazität: 300 Kg; Teilung: 100 g

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)



# Marsden M-650/M-651/M-652/M-653:

## Rollstuhlwaagen für alle Bedingungen

Das M-65x Sortiment macht das Wiegen von Patienten in Rollstühlen einfach. Kombinieren Sie diese Plattform so, dass sie Ihren Bedürfnissen entspricht. Mit Geländern oder ohne, mit Säulendisplay oder ohne.

### Eine Waage : Vier Lösungen

Das Marsden M-65x Sortiment ist ein multifunktionaler Weg Patienten im Rollstuhl zu wiegen. Suchen Sie sich einfach die Lösung aus, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Sie bekommen eine langlebige, präzise Eichklasse III Waage!

Nehmen Sie sich die M-650, wenn sie eine hochbelastbare Waage mit niedrigem Profil benötigen. Das separate Display kann auch an die Wand montiert werden.

Die M-651 verfügt darüber hinaus über ein Säulendisplay. So kann diese Waage als permanente Waage im Krankenhaus genutzt werden und ermöglicht ein komfortables Ablesen.

Die M-652 verfügt über zwei Geländer. So kann diese auch für adipöse oder geriatrische Patienten genutzt werden.

Die M-653 besitzt nur ein Geländer.





## Einfach zu bedienen

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, mit der M-65x Reihe bekommen Sie eine einfach zu bedienende Lösung mit einer Kapazität von 300 Kg und einer Teilung von 100 g.

Sie verfügen über zwei Displays welche Größe, Gewicht und BMI anzeigen. Wenn Sie den Tastenblock nutzen, so können Sie die Größe manuell eingeben und der BMI wird automatisch berechnet.

Die M-65x Reihe besitzt TARA und Pre-Set TARA, sodass das Gewicht des Rollstuhls einfach entfernt werden kann.

Alle Optionen kommen mit Rollen und einem Griff, sodass sie leicht transportiert und verstaut werden können.

Ein Thermodrucker kann optional dazu bestellt werden um das Gewicht des Patienten festzuhalten. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, eine Bluetooth Funktion zu bestellen. Damit können Informationen direkt an eine Datenbank oder ein anderes Gerät gesendet werden.

## Gebaut um zu überdauern

Wie auch die anderen Waagen von Marsden, wurde diese Waagenreihe dazu gebaut, die Zeit zu überdauern. Jede Variante kommt zu Ihnen mit einer zweijährigen Garantie.

## Produktspezifikationen:

Kapazität: 300 Kg  
Teilung: 100 g  
Nettogewicht: 28,6 Kg  
Stromversorgung: Netz- und Akkugerät  
Maße: 1150 x 800 x 66 mm  
Optionale Extras:  
USB Port  
Bluetooth  
Thermodrucker

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)





Accuracy Assured

Tel: +44 1709 364296

E-mail: [sales@marsdengroup.co.uk](mailto:sales@marsdengroup.co.uk)

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWeighing

 [www.youtube.com/MarsdenWeighing](http://www.youtube.com/MarsdenWeighing)

 <http://pinterest.com/marsdenweighing>