

# MARSDEN

## M-110

Marsden professionelle Stativwaage

CLASS  
III  
APPROVED

HOLD

TARE

2

BMI

Eichklasse III Medizinwaage

Robuste Konstruktion

Optionaler Drucker, Messstab und Bluetooth

Ideal für Krankenhäuser

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)



## Marsden M-110: Hochbelastbare, einfach zu bedienende Stativwaage

Die Marsden M-110 ist die ideale Waage für Krankenhäuser. Sie besitzt eine hohe Kapazität und Präzision, kann den BMI berechnen und besitzt optional einen Messstab und Drucker.

### Eine Waage - viele Funktionen

Die Marsden M-110 ist eine Eichklasse III Medizinwaage mit einer hohen Kapazität und kann den BMI des Patienten berechnen.

Eine große Auswahl an optionalen Messstäben ist vorhanden. Angefangen bei manuellen und automatischen bis zu digitalen Messstäben. Ein optionaler Drucker liefert alle Daten mit Datum und Uhrzeit.

Darüber hinaus besitzt die M-110 optional eine Bluetooth Funktion. Dies ermöglicht einen direkten Datentransfer an eine Datenbank oder ein anderes Gerät.



## Schnell und einfach zu bedienen

Mit einem integrierten Akku kann die M-110 absolut überall genutzt werden. Ein Netzgerät ist im Lieferumfang enthalten.

Die Stativwaage besitzt zwei Displays, welche Größe, Gewicht und BMI anzeigen.

HOLD und TARA Funktionen sind vorhanden.

## Gebaut um zu überdauern

Die Marsden M-110 ist eine robust gebaute und designte Waage. Sie kommt mit einer zweijährigen Garantie zu Ihnen.

## Produktspezifikationen:

Kapazität: 250 Kg

Teilung 100 g

Nettogewicht: 8 Kg

Stromversorgung: Netz- und Akkugerät

Optionale Extras: diverse Messstäbe, Bluetooth, Thermodrucker



Accuracy Assured

Tel: +44 800 169 2775

Fax: +44 1709 364293

E-mail: [sales@marsdengroup.co.uk](mailto:sales@marsdengroup.co.uk)

[www.marsdenwaagen.de](http://www.marsdenwaagen.de)

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWaagen

 [www.youtube.com/MarsdenWaagen](http://www.youtube.com/MarsdenWaagen)

 <http://pinterest.com/marsdenweighing>

**MARSDEN**