

MARSDEN

V-24

Robuste Marsden Veterinärwaage



Langlebige Tierwaage für zu Hause oder in der Praxis

Hohe Genauigkeit bis 10g

Hold, Tara und Unit Funktionen

Ultraleicht; ideal für kleine Haustiere



www.marsdenwaagen.de

Marsden V-24: Eine ultraleichte, langlebige Veterinärwaage für den Heim- und OP-Gebrauch

Die Marsden V-24 ist eine sehr robuste, tragbare Tierwaage, die sich perfekt zum Wiegen von kleinen Haustieren eignet. Mit nur 1,55 kg ist sie eine der leichtesten Tierwaagen in unserem Sortiment. Mit einfachen, aber wesentlichen Funktionen ist sie sehr einfach zu bedienen.

Überprüfen Sie regelmäßig das Gewicht Ihrer Haustiere

Die V-24 ist eine hochgenaue Veterinärwaage, die sich ideal für den Einsatz zu Hause oder in Tierarztpraxen eignet. Diese Waage kann für das Wiegen einer Vielzahl von Tieren verwendet werden, von Hamstern über Katzen bis hin zu Hunden.

Das helle LCD-Display zeigt den Gewichtswert auf 10 g genau an, so dass die Tiere immer mit einem hohen Maß an Genauigkeit gewogen werden.

Durch die leichte Bauweise ist die Waage einfach zu bewegen und kann absolut überall aufbewahrt werden. Der eingebaute Überlastschutz schützt die Waage vor Beschädigungen.

Schnell und einfach zu bedienen

Die V-24 wird mit 3 x AAA-Batterien betrieben. Um die Waage in Betrieb zu nehmen, drücken Sie einfach den Netzschalter und schon können Sie loslegen. Mit einer Betriebsdauer von 60 Stunden im Dauerbetrieb hat sie die längste Akkulaufzeit aller Marsden Veterinärwaagen.

Sie verfügt über eine Tarafunktion zum Entfernen von unerwünschtem Gewicht wie eine Decke und die Hold-Funktion hält den Messwert auf der LCD-Anzeige auch dann konstant, wenn das Haustier die Waage verlassen hat. Mit der Unit-Taste wird die Waage von kg auf Pfund umgestellt.



Das abnehmbare Tablett bietet eine Plattform für kleinere Haustiere

Die V-24 zeichnet sich durch ein modernes, schlankes Design aus. Das wischfeste Tablett ist perfekt zum Wiegen von Katzen und Hunden, kann aber auch entfernt werden und bietet eine kompaktere Wägeplattform, die perfekt für kleinere Haustiere - wie Hamster - geeignet ist!

Key Features

Abwischbare Oberfläche

Die Waagschale bietet eine kleinere Plattform unter der Waagschale.

Wiegt in kg oder Pfund.

Helles LCD-Display

Enthält Tara- und Haltefunktionen

Überlastschutz

Tragbar und leicht

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Die Marsden V-24 ist eine sehr robuste Tierwaage und wurde für eine lange Nutzungsdauer entwickelt. Die Waage hat eine Überlastkapazität von 100 kg, d.h. es besteht keine oder nur geringe Chance auf Beschädigung durch Überlastung der Waage.

Wie alle unsere Veterinärwaagen wird auch diese Waage mit einer vollen einjährigen Garantie geliefert.

Spezifikation

Kapazität: 20kg

Abschlüsse: 10g

Stromversorgung: 3x AAA Batterien

Maße: 609mm x 326mm x 91mm x 91mm

Gewicht der Waage: 1,55kg

Marsden V-24: Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick



MARSDEN

Tel: +44 (0) 1709 364296 / +44 (0) 800 169 2775

Fax: +44 (0) 1709 364293

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk

www.marsdenwaagen.de